

Le 15 avril 2020

À TOUS LES MEMBRES DU CMDP

Objet : Masques blancs réutilisables

La direction de la logistique a mis à votre disposition des masques réutilisables et à utilisation restreinte. Leur nombre étant limité, nous remettrons un seul masque par médecin.

Vous pourrez vous présenter au bureau du CMDP situé au D0-011 pour vous le procurer. Voici quelques renseignements :

- Le bureau est ouvert du lundi au vendredi entre 7 h 30 et 16 h;
- Nous vous demandons de vous identifier à l'aide de votre carte d'employé;
- Les chefs de départements et de services pourront récupérer des masques pour leurs membres à condition de nous fournir la liste des noms;
- Nous vous conseillons de le laver avant la première utilisation puisqu'ils ont été manipulés pour les mettre dans des sacs;
- Respecter le protocole d'utilisation tel qu'inscrit dans la pièce jointe à ce courriel.

Nous vous remercions de votre collaboration et nous vous prions d'agréer nos meilleures salutations.



Martin Chénier, MD
Président du CMDP au CISSS de Laval

MR/sr

p. j. Communiqué utilisation des nouveaux masques réutilisables (masques blancs)



DESTINATAIRES : Tous les employés, gestionnaires et médecins
EXPÉDITEURS : Docteur Olivier Haeck, microbiologiste
Monsieur Martin Delage, directeur de la logistique
DATE : 26 mars 2020
OBJET : **Utilisation des nouveaux masques réutilisables (masques blancs)**

Considérant la difficulté d'approvisionnement des masques de procédure (masques bleus), la direction de la logistique a manufacturé des masques réutilisables. L'utilisation des masques réutilisables nous permettra de réduire notre dépendance face à cette difficulté.

Nous avons testé en laboratoire l'efficacité de filtration d'air de $>3,0 \mu\text{m}$. Le résultat démontre que nos nouveaux masques ont une efficacité de filtration de 94 % alors que la norme ASTM F2101 exige une efficacité de 95 %.

PROTOCOLE D'UTILISATION :

- Le masque **vous appartient** personnellement, vous êtes responsable de son entretien
- Manipulez le moins possible le masque lorsque vous le portez ; c'est à ce moment que vous risquez de vous contaminer !
- Changez-le lorsqu'il est humide
- Changez de masque pour un masque bleu usuel lorsque vous devez voir un patient en isolement gouttelettes
- Ne pas le déposer dans la lingerie souillée. Utilisez un sac que vous lui dédiez
- Le port de ces masques réutilisables est particulièrement adéquat pour toutes les situations où vous n'êtes pas en contact direct avec l'utilisateur (soit à plus de 1 mètre de l'utilisateur)
- Ne pas utiliser pour des cas confirmés ou suspects COVID-19, ni pour les prélèvements
- Procédez à l'hygiène des mains lorsque vous retirez le masque
- Vous pouvez ramener le masque chez vous dans votre sac contenant votre uniforme utilisé ou dans le sac dédié
- Ce masque est lavable jusqu'à 90 fois à l'eau chaude (température maximale de 65 à 75 degrés °C ou 145 à 165 degrés °F)
- Ne pas utiliser de javel ou de bicarbonate de soude;
- À la sécheuse à une température ne dépassant pas 130 degrés °F ou 55 degrés °C.

Les masques bleus sont rares... on les utilise judicieusement !

MASQUE BLANC : PROTECTION GÉNÉRALE

**MASQUE BLEU : PATIENT SUSPECT OU CONFIRMÉ COVID-19
PATIENT EN ISOLEMENT GOUTTELLETES**

Utilisation des masques réutilisables (masques blancs) Version du 9 avril 2020

Considérant la difficulté d'approvisionnement des masques de procédure (masques bleus), la direction de la logistique a manufacturé des masques réutilisables. L'utilisation des masques réutilisables nous permettra de réduire notre dépendance face à cette difficulté.

Le port de ces masques réutilisables est particulièrement adéquat pour toutes les situations où vous n'êtes pas en contact direct avec l'utilisateur (soit à plus de 2 mètres de l'utilisateur).


Ce masque est également recommandé pour les employés qui ne peuvent respecter la distanciation sociale dans le cadre de leur travail.

PROTOCOLE D'UTILISATION :

- Le masque **vous appartient** personnellement, vous êtes responsable de son entretien.
- Manipulez le moins possible le masque lorsque vous le portez; c'est à ce moment que vous risquez de vous contaminer !
- Changez-le lorsqu'il est humide.
- Changez de masque pour un masque bleu usuel lorsque vous devez voir un patient en isolement gouttelettes.
- Ne pas le déposer dans la lingerie souillée. Utilisez un sac que vous lui dédiez.
- Procédez à l'hygiène des mains lorsque vous retirez le masque.
- Vous pouvez ramener le masque chez vous dans votre sac contenant votre uniforme utilisé ou dans le sac dédié.
- Ce masque est lavable jusqu'à 90 fois à l'eau chaude (température maximale de 65 à 75 degrés °C ou 145 à 165 degrés °F).
- Ne pas utiliser de javel ou de bicarbonate de soude.
- À la sècheuse à une température ne dépassant pas 130 degrés °F ou 55 degrés °C.

PORT DU MASQUE

- Côté lustré à l'intérieur (sur la bouche)
- Bande métallique vers le haut



Les masques bleus sont rares... on les utilise judicieusement !